



TarsiTree




Subtalar Spacer System


Die TarsiTree Implantate dienen zur Stabilisierung des subtalaren Gelenkes bei Hyperpronation des Fußes. Hierfür bietet das TarsiTree System zwei unterschiedliche Designvarianten, welche in einem System vereint sind.

Konisches Design mit zylindrischem Abschluss und Wave Design / Wellenförmiges Design mit einem Gewinde, welches in einem glatten, gewölbten Abschluss übergeht.

TarsiTree Subtalar Spacer System



TarsiTree, tailliert
12.30100.xxxS
Größe 5-10



TarsiTree, konisch
12.30200.xxxS
Größe 5-10

Sie finden uns auch in den sozialen Netzwerken:



Vertrieb durch Marquardt axomed

Heinrich-von-Stephan-Str. 5c • 79100 Freiburg • Telefon +49 761 611 66-0 • Telefax +49 761 611 66-11 • info@marquardt-axomed.de • www.marquardt-axomed.de

Hinweis:

Diese Beschreibung ist zur sofortigen Anwendung des Instrumentariums nicht ausreichend. Weitere Informationen erhalten Sie in der ausführlichen OP-Anleitung. Wartung, Pflege und Aufbereitung von Marquardt Instrumenten können der entsprechenden Anleitung entnommen werden.